


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kcnd3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk17

Número de artículo: CM0024809



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KCND3 humano (KV4.3), adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la función del canal de potasio tipo A en cerebro y corazón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo KCND3
Observaciones/Alias	KV4.3; SCA19; SCA22; BRGDA9; KCND3L; KCND3S; KSHIVB; KCND3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3752
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 521-655 de KCND3 humano (NP_004971.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UK17
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo