


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kcne2 Para Wb, Elisa - Q9Y6J6

Número de artículo: CM0030350



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra KCNE2 (MiRP1), validado para WB y ELISA. Reconoce KCNE2 humano y de ratón, una subunidad reguladora del canal de potasio involucrada en la corriente IKr cardíaca. Ideal para investigación cardiovascular y de canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNE2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	LQT5; LQT6; ATFB4; MIRP1; KCNE2
Especie	Humano
GeneID (humano)	9992
GeneID	9992
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del KCNE2 humano (NP_751951.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y6J6
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo