


Anticuerpo Policlonal Anti-Kcnh2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12809

Número de artículo: CM0027999



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KCNH2 humano (HERG, Kv11.1). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón. Ideal para investigación de canales cardíacos y neurológicos. SWISS: Q12809.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo KCNH2
Observaciones/Alias	ERG1; HERG; LQT2; SQT1; ERG-1; H-ERG; HERG1; Kv11.1; KCNH2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3757
ID del gen	3757
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 850-950 de KCNH2 humano (NP_000229.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q12809
Peso proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo