

Anticuerpo Policlonal Anti-Kcnh6 Para Wb, Elisa - Q9H252

Número de artículo: CM0021673

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el KCNH6 humano (Kv11.2), un canal de potasio rectificador interno activado por voltaje. Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para estudiar el transporte iónico y la señalización cardíaca/neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNH6 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	ERG2; ERG-2; HERG2; Kv11.2; hERG-2; KCNH6
Especie	Humano
GeneID	81033
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-220 del KCNH6 humano (NP_110406.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9H252
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo