


Anticuerpo Policlonico Anti-Kcnip2 Para Wb Y Elisa - Q9Ns61

Número de artículo: CM0026233



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a KCNIP2 humano (KCHIP2), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigar la modulación de canales de potasio de tipo A en corazón y cerebro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNIP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KCHIP2; KCNIP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	30819
GeneID	30819
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 de KCNIP2 humano (NP_775284.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NS61
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo