

Anticuerpo Policlonal Anti-Kcnj15 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99712

Número de artículo: CM0016681

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-KCNJ15 de alta calidad validado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Reconoce KCNJ15 (Kir1.3/Kir4.2) humano, de ratón y de rata, un canal de potasio rectificador hacia adentro. Ideal para investigación de canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNJ15 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IRKK; KIR1.3; KIR4.2; KCNJ15
Especies	Humano
GeneID (humano)	3772
GeneID	3772
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 221-375 de KCNJ15 humano (NP_002234.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99712
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo