

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kcnj2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P63252

Número de artículo: CM0014251



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-KCNJ2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce el canal de potasio rectificador interno Kir2.1 de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación cardiovascular y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo KCNJ2
Notas/Alias	IRK1, LQT7, SQT3, ATFB9, HHIRK1, KIR2.1, HHBIRK1, KCNJ2
Especie	Humano
GeneID (humano)	3759
GeneID	3759
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 318-427 de KCNJ2 humano (NP_000882.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63252
Peso molecular de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo