


Anticuerpo Policlonal Anti-Kcnj4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48050

Número de artículo: CM0016396



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-KCNJ4 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Se dirige al canal de potasio rectificador interno KCNJ4 (Kir2.3) de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo Policlonal Anti-KCNJ4
Observaciones/Alias	HIR; HRK1; IRK3; HIRK2; IRK-3; Kir2.3; KCNJ4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3761
GeneID	3761
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 de la proteína KCNJ4 humana (NP_004972.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48050
Peso molecular de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo