

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kcnj6 Para Wb Y Elisa - P48051

Número de artículo: CM0029276

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al canal de potasio rectificador interno humano KCNJ6/GIRK2. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humanos y ratones. Adecuado para estudios de secreción de insulina y canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNJ6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BIR1; GIRK2; KATP2; KCNJ7; KPLBS; GIRK-2; KATP-2; KIR3.2; hiGIRK2; KCNJ6
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3763
ID del Gen	3763
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 del KCNJ6 humano (NP_002231.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P48051
Peso Molecular de la Proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo