


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kcnk6 Para Wb Y Elisa - Q9Y257

Número de artículo: CM0019296



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-KCNK6 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de la función del canal de potasio y el inflamasoma NLRP3.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNK6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TOSS; KCNK8; TWIK2; K2p6.1; TWIK-2; KCNK6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9424
ID de Gen	9424
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 254-313 del KCNK6 humano (NP_004814.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y257
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo