


Anticuerpo Policlonal Anti-Kcnk9 Para Wb Y Elisa - Q9Npc2

Número de artículo: CM0016569



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra KCNK9 (TASK-3) para Western blot y ELISA; detecta muestras humanas y de ratón, con un peso predicho de 42 kDa; ideal para la investigación de canales iónicos y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KCNK9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KT3.2; TASK3; BIBARS; K2p9.1; TASK-3; TASK32; KCNK9
Especie	Humana
ID del gen (humano)	51305
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 265-374 de KCNK9 humano (NP_001269463.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q9NPC2
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo