

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kcnn3/Sk3 Para Wb, Elisa - Q9Ugi6

Número de artículo: CM0007501

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra KCNN3/SK3 humano (KCa2.3), adecuado para WB y ELISA; presenta reacción cruzada con rata. Peso molecular predicho 81 kDa, UniProt Q9UGI6.

[Aprende más](#)

Nombre del Producto	mAb de Conejo KCNN3/SK3
Observaciones/Alias	SK3; ZLS3; hSK3; SKCA3; KCa2.3; KCNN3/SK3
Especie	Humano
ID del Gen	3782
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 631-731 de KCNN3/SK3 humano (NP_002240.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q9UGI6
Peso Proteico	81 kDa
Envío	Bolsa de hielo