

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kcnn4 Para Wb, Elisa - O15554

Número de artículo: CM0024693



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KCNN4 humano (KCa3.1/IKCa1), validado para WB y ELISA. Adecuado para estudiar canales de potasio activados por calcio en investigación de inmunología, biología vascular y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNN4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IK; IK1; SK4; DHS2; KCA4; hSK4; IKCA1; hKCa4; KCa3.1; hIKCa1; KCNN4
Especie Reactiva	Humano
GeneID (Humano)	3783
GeneID	3783
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen (Host)	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15554
Peso Molecular Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo