


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kcnq1 Para Wb Y Elisa - P51787

Número de artículo: CM0023338



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo KCNQ1 validado para WB y ELISA en Humano, Ratón, Rata. Objetivo: subunidad del canal de potasio Kv7.1 implicada en la excitabilidad de los cardiomiocitos y el transporte de iones. Ideal para la investigación cardíaca y neurológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNQ1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LQT; RWS; WRS; LQT1; SQT2; ATFB1; ATFB3; JLNS1; KCNA8; KCNA9; Kv1.9; Kv7.1; KVLQT1; KCNQ1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3784
ID de Gen	3784
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-549 del KCNQ1 humano (NP_861463.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51787
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo