

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kcnq2 Para Wb, Elisa - O43526

Número de artículo: CM0021846



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo KCNQ2 validado para Western Blot (WB) y ELISA. Reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Para el estudio de la excitabilidad neuronal y la corriente M. O43526.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNQ2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EBN, BFNC, DEE7, EBN1, ENB1, HNSPC, KV7.2, KCNA11, KCNQ2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3785
GeneID	3785
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 466-665 del KCNQ2 humano (NP_742105.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43526
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo