

Anti-Kcns2 (Kv9.2) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, If-P, Elisa - Q9ULS6

Número de artículo: CM0014332

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a KCNS2 (KV9.2), una subunidad reguladora del canal de potasio de rectificación retardada. Validado para WB, IF-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de canales iónicos y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNS2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KV9.2; KCNS2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3788
ID de Gen	3788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-187 del KCNS2 humano (NP_065748.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9ULS6
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo