

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kcns3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bq31

Número de artículo: CM0027487

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de grado de investigación dirigido a KCNS3 (Kv9.3), validado en WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Para estudios de regulación de canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo KCNS3
Observaciones/Alias	KV9.3; KCNS3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3790
GeneID	3790
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de KCNS3 humano (NP_002243.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BQ31
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo