

Anticuerpo Monoclonal Anti-Kctd9 Para Wb, Elisa - Q7L273

Número de artículo: CM0003595



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a KCTD9 humano (BTBD27), un adaptador de ligasa E3 de ubiquitina que contiene un dominio BTB/POZ. Validado para WB y ELISA en muestras humanas. Ideal para estudiar vías de degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCTD9 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BTBD27; KCTD9
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54793
ID de Gen	54793
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del KCTD9 humano (Q7L273)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q7L273
Peso Proteico	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo