


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kdm1 (Lsd1) Para Wb, Ihc-P - O60341

Número de artículo: CM0024250



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KDM1 (LSD1) humano validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para investigación de cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	KDM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23028
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-380 de KDM1 humano (NP_055828.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60341
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo