


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kdm1 Para Wb, Ip, Elisa - O60341

Número de artículo: CM0015589



Introducción

CamelBio ofrece anticuerpos policlonales de conejo Anti-KDM1 (O60341) de alta calidad para WB, IP, ELISA, con amplia reactividad cruzada humana, de ratón y de rata. Ideales para estudios de regulación epigenética, cáncer y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KDM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23028
ID de Gen	23028
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 365-515 del KDM1 humano (NP_055828.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60341
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo