


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kdm1/Lsd1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60341

Número de artículo: CM0006751



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra KDM1/LSD1 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia, IHC y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata y mono. Ideal para investigación en epigenética y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KDM1/LSD1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1/LSD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23028
GeneID	23028
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-275 de KDM1/LSD1 humano (NP_055828.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	O60341
Peso de la proteína	93kDa
Envío	Bolsa de hielo