

Anticuerpo Policlonal Anti-Kdm2B Para Wb Y Elisa - Q8Nhm5

Número de artículo: CM0019728



Introducción

KDM2B Conejo pAb es un anticuerpo policlonal para western blot y ELISA, dirigido contra la desmetilasa específica de lisina 2B humana. Ideal para investigación en epigenética y estudios de biología de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KDM2B Conejo pAb
Observaciones/Alias	CXXC2; Fbl10; PCCX2; FBXL10; JHDM1B; KDM2B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84678
GeneID	84678
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 de KDM2B humano (XP_011537177.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8NHM5
Peso Proteico	153kDa
Envío	Bolsa de hielo