

Anticuerpo Policlonal Anti-Kdm2B (Validado Para Kd) Para Wb Y Elisa - Q8Nhm5

Número de artículo: CM0025014



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KDM2B humano (desmetilasa específica de lisina 2B), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para biología de la cromatina e investigación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado para KD] KDM2B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CXXC2; Fbl10; PCCX2; FBXL10; JHDM1B
Especie	Humano
ID de Gen	84678 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante (aa 1059-1336 de KDM2B humano)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8NHM5
Peso Proteico	153 kDa
Envío	Bolsa de hielo