

Anticuerpo Policlonal Anti-Kdm3A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4C1

Número de artículo: CM0013304

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo detecta la proteína humana KDM3A (JMJD1A, TSGA), una desmetilasa de histona H3 Lys-9 de 147 kDa. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para investigación en cromatina y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo KDM3A
Observaciones/Alias	TSGA; JMJD1; JHDM2A; JHMD2A; JMJD1A; KDM3A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55818
GeneID	55818
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 975-1283 de la proteína humana KDM3A (NP_060903.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y4C1
Peso Molecular de la Proteína	147 kDa
Envío	Bolsa de hielo