


Anticuerpo Policlonal Anti-Kdm3B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Lbc6

Número de artículo: CM0019208



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la KDM3B humana (desmetilasa específica de lisina 3B). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Útil para investigación en regulación de la cromatina y epigenética. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KDM3B Conejo pAb
Observaciones/Alias	5qNCA; DIJOS; NET22; C5orf7; JMJD1B; KDM3B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51780
GeneID	51780
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-600 de la KDM3B humana (NP_057688.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q7LBC6
Peso Proteico	192kDa
Envío	Bolsa de hielo