

Anticuerpo Monoclonal Anti-Kdm4A Para Wb, Elisa - 075164

Número de artículo: CM0008601



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra KDM4A humana (JMJD2A), una desmetilasa de histonas importante en la regulación de la cromatina. Validado para Western blot (WB) y ELISA; presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Adecuado para estudios epigenéticos y de expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra KDM4A
Observaciones/Sinónimos	JMJD2; JHDM3A; JMJD2A; TDRD14A; KDM4A
Especie	Humana
ID del gen (humano)	9682
ID del gen	9682
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 550-650 de KDM4A humana (075164)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	075164
Peso de la proteína	121 kDa
Envío	Bolsa de hielo