

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kdm4A Para Wb, Ip, Elisa - O75164

Número de artículo: CM0006727



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo KDM4A validado para WB, IP, ELISA en humano, ratón, rata. Objetivo: desmetilasa de histonas JMJD2A, un regulador epigenético clave. Adecuado para el desarrollo de ensayos IVD y estudios de biología de la cromatina. Peso proteico de 121kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KDM4A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	JMJD2; JHDM3A; JMJD2A; TDRD14A; KDM4A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9682
ID de Gen	9682
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 382-459 del KDM4A humano (NP_055478.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75164
Peso Proteico	121kDa
Envío	Bolsa de hielo