


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kdm4B/Jmjd2B Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O94953

Número de artículo: CM0010302



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra KDM4B/JMJD2B (O94953), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA y ChIP en humano, ratón y rata. KDM4B desmetila la histona H3 lisina 9 trimetilada, desempeñando un papel en la regulación de la cromatina y el desarrollo del SNC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KDM4B/JMJD2B Ac. Monoclonal de Conejo (mAb)
Observaciones/Alias	MRD65; JMJD2B; TDRD14B; KDM4B/JMJD2B
Especie	Humano
GeneID (humano)	23030
GeneID	23030
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de KDM4B/JMJD2B humano (O94953).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O94953
Peso Molecular Proteico	122 kDa
Envío	Bolsa de Hielo