


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kdm4B/Jmjd2B Para Wb - O94953

Número de artículo: CM0029992



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra KDM4B/JMJD2B humano, validado para WB y ELISA. Adecuado para muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación epigenética y neurológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KDM4B/JMJD2B Conejo pAb
Observaciones/Alias	MRD65; JMJD2B; TDRD14B; KDM4B/JMJD2B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23030
GeneID	23030
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-365 de KDM4B/JMJD2B humano (NP_055830.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O94953
Peso proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo