


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kdm4C Para Wb, Elisa - Q9H3R0

Número de artículo: CM0024717



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a KDM4C (JMJD2C/GASC1) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios epigenéticos y de cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KDM4C pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GASC1; JHDM3C; JMJD2C; TDRD14C; KDM4C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23081
GeneID	23081
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 640-830 del KDM4C humano (NP_055876.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H3R0
Peso Proteico	120kDa
Envío	Bolsa de hielo