

Anticuerpo Policlonal Anti-Kdm5A Para Wb, Ip, Elisa, Chip - P29375

Número de artículo: CM0029209



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra KDM5A (RBP2/RBBP2) humano, validado para WB, IP, ELISA y ChIP. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Se dirige a la lisina desmetilasa 5A, una desmetilasa de histonas implicada en la regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KDM5A pAb de conejo
Notas/Alias	RBP2; RBBP2; RBBP-2; KDM5A
Especie	Humano
GeneID	5927
Inmunógeno	Proteína recombinante de KDM5A humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA, ChIP
Reacción Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P29375
Peso Molecular de la Proteína	192kDa
Envío	Bolsa de hielo