


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kdm5B [Validado Por Ko] Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ugl1

Número de artículo: CM0029608



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-KDM5B, validado por KO, para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce KDM5B humano y de ratón (Desmetilasa específica de lisina 5B). Ideal para la investigación de modificación de cromatina y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] KDM5B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CT31; PLU1; PUT1; MRT65; PLU-1; JARID1B; PPP1R98; RBP2-H1; RBBP2H1A; 5B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10765
GeneID	10765
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 784-883 del KDM5B humano (NP_006609.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UGL1
Peso Proteico	176kDa
Envío	Bolsa de hielo