


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kdm5C Para Wb Y Elisa - P41229

Número de artículo: CM0013097



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra KDM5C humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la desmetilación de histonas y la regulación transcripcional. SWISS: P41229.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KDM5C pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MRXJ; SMCX; MRX13; MRXSJ; XE169; MRXSCJ; JARID1C; DXS1272E; KDM5C
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8242
ID de Gen	8242
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1400 hasta el extremo C-terminal del KDM5C humano (XP_011529128.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41229
Peso Proteico	176kDa
Envío	Bolsa de hielo