


Anti-Kdm6A (Utx) Rabbit Mab [Kd Validated] Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15550

Número de artículo: CM0005411



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-KDM6A de alta calidad validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconoce KDM6A endógena humana, de ratón y de rata. Proporciona una detección fiable de la desmetilasa específica de lisina 6A (UTX) para la investigación epigenética y del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validated] KDM6A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	UTX; KABUK2; bA386N14.2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7403
GeneID	7403
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 611-710 de KDM6A humana (NP_066963.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15550
Peso proteico	154kDa
Envío	Bolsa de hielo