


Anticuerpo Policlonal Anti-Kdm7A Para Ihc-P Y Elisa - Q6Zmt4

Número de artículo: CM0019132



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KDM7A validado para IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. 106 kDa. Adecuado para el estudio de la desmetilación de histonas y la regulación de la cromatina en el neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra KDM7A
Observaciones/Alias	JHDM1D; KDM7A
Especie	Humano
GeneID (humano)	80853
GeneID	80853
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 840-941 de KDM7A humano (NP_085150.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q6ZMT4
Peso proteico	106 kDa
Envío	Bolsa de hielo