

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kdm7A Para Wb Y Elisa - Q3Uwm4

Número de artículo: CM0029883

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a KDM7A, una histona desmetilasa crucial para el desarrollo cerebral. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KDM7A Conejo pAb
Observaciones/Alias	Jhdm1d; mKIAA1718; A630082K20Rik; KDM7A
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	80853
GeneID (Ratón)	338523
Inmunógeno	Péptido sintético o proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 417-735 del KDM7A de ratón (NP_001028602.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q3UWM4
Peso Proteico	92kDa/106kDa
Envío	Bolsa de hielo