

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kdm7A Para Wb, Elisa - Q3Uwm4

Número de artículo: CM0013136

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo KDM7A para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con humano. La desmetilasa específica de lisina 7A regula la metilación de histonas, esencial para el desarrollo del cerebro y la dinámica de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KDM7A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Jhdm1d; mKIAA1718; A630082K20Rik; KDM7A
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	80853
GeneID (Ratón)	338523
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 del KDM7A de ratón (NP_001028602.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q3UWM4
Peso Proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo