

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kdm8 (Jmjd5) Para Wb Y Elisa - Q8N371

Número de artículo: CM0016821



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KDM8 (JMJD5) para WB y ELISA. Reacción cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de biología de la cromatina, ciclo celular y ritmo circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KDM8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JMJD5; KDM8
Especie	Humano
ID del gen	79831
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 147-416 de la proteína KDM8 humana (NP_079049.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8N371
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo