

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Keap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14145

Número de artículo: CM0019198



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la KEAP1 humana (proteína 1 asociada a ECH similar a Kelch), el sensor de estrés oxidativo. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KEAP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	INrf2; KLHL19; KEAP1
Especie	Humano
GeneID	9817
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 320-510 de la KEAP1 humana (NP_036421.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14145
Peso de la proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo