

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Khdrbs1/Sam68 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07666

Número de artículo: CM0029864



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KHDRBS1/Sam68 humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, ratón, rata. Funciones clave en transducción de señales, empalme alternativo y regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KHDRBS1/Sam68 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p62; p68; Sam68; KHDRBS1/Sam68
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10657
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07666
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo