

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Khdrbs2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vwx1

Número de artículo: CM0028552

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KHDRBS2 humano (SLM1/SLM-1) para aplicaciones de Western blot, IHC-P y ELISA. Validado en muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios de empalme alternativo y unión a ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KHDRBS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SLM1, SLM-1, KHDRBS2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	202559
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200 hasta el extremo C-terminal de KHDRBS2 humano (NP_689901.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5VWX1
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo