

Anticuerpo Policlonal Anti-Khdrbs3 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075525

Número de artículo: CM0029446



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a KHDRBS3 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación sobre la regulación del splicing alternativo y las funciones de las proteínas de unión a ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KHDRBS3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Etle; SALP; SLM2; SLM-2; TSTAR; T-STAR; etoile; KHDRBS3
Especie	Humano
ID del Gen	10656
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 177-346 de KHDRBS3 humano (NP_006549.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	075525
Peso Molecular de la Proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo