


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Khk Para Wb, Elisa - P50053

Número de artículo: CM0026073



Introducción

Anticuerpo Policlonico de Conejo KHK para WB, ELISA, reacciona con humano, ratón y rata. El objetivo es la cetohecoquinasa (fructocinasa hepática) implicada en el metabolismo de la fructosa. Ideal para investigación sobre metabolismo de hidratos de carbono y quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KHK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FRUCTU; KHK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3795
GeneID	3795
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-298 de KHK humano (NP_000212.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50053
Peso Molecular	33kDa
Envío	Bolsa de hielo