

Anticuerpo Policlonal Anti-Ki67 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46013

Número de artículo: CM0023343



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Ki67 humano (proteína marcadora de proliferación). Validado para western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Diseñado para apoyar ensayos de proliferación celular y el descubrimiento de biomarcadores de cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ki67 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67
Especie	Humano
GeneID	4288
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 460-680 de Ki67 humano (NP_002408.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P46013
Peso Proteico	359 kDa
Envío	Bolsa de hielo