

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ki67 Para If/Icc, Elisa - P46013

Número de artículo: CM0017811



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Ki67 humano (P46013), un marcador de proliferación. Validado para IF/ICC y ELISA. Generado contra un péptido sintético (aa 700-800). Ideal para investigación del ciclo celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ki67 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KiA, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Ki67
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4288
GeneID	4288
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-800 de Ki67 humano (NP_002408.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P46013
Peso Proteico	359kDa
Envío	Bolsa de hielo