

Anti-Ki67 Rabbit Polymab® (Validado En Ko) Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - E9Pvx6

Número de artículo: CM0005030

Introducción

Ki67 Rabbit PolymAb® (validado en KO), una herramienta esencial para estudios de proliferación celular. Reacciona con Ki67 humano, de ratón y de rata. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Proteína de ~350kDa. - E9PVX6

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado en KO] Ki67 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	17345
ID del Gen	17345
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2271-2370 del Ki67 humano (NP_002408.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	E9PVX6
Peso Proteico	350kDa/359kDa
Envío	Bolsa de hielo