

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kiaa0196 (Washc5) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12768

Número de artículo: CM0024408

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KIAA0196 humano (strumpellina, WASHC5), adecuado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la dinámica de actina endosomal mediada por el complejo WASH y el tráfico de proteínas en la investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KIAA0196 pAb de conejo
Observaciones/Alias	RTSC; SPG8; RTSC1; KIAA0196
Especie	Humano
GeneID	9897 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 380-530 de KIAA0196 humano (NP_055661.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q12768
Peso de la proteína	134 kDa
Envío	Bolsa de hielo