

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kiaa0513 Para Wb, Elisa - O60268

Número de artículo: CM0019122

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KIAA0513 humano (proteína no caracterizada KIAA0513), validado para Western blot y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata, y es adecuado para estudios de neurociencia y proteínas cerebrales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo contra KIAA0513
Observaciones/Alias	KIAA0513
Especie	Humano
ID génico (humano)	9764
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-301 de KIAA0513 humano (NP_001273494.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	O60268
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo