

Anticuerpo Policlonal Anti-Kiaa1456 Para Wb - Q9P272

Número de artículo: CM0024142

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a KIAA1456/TRMT9B, una probable ARNt metiltransferasa con función de supresor tumoral. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en cáncer y epitranscriptómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KIAA1456 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KIAA1456; C8orf79; TRM9L
Especie	Humano
GeneID	57604
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 150-250 de KIAA1456 humano (NP_065895.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P272
Peso Proteico	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo