

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kiaa1524 (Cip2A) Para Wb Y Elisa - Q8Tcg1

Número de artículo: CM0015031



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a KIAA1524 (CIP2A) humano, validado para WB y ELISA. Adecuado para estudios de inhibición de PP2A, estabilización de MYC e investigación de inestabilidad genómica en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KIAA1524 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p90; NOCIVA; KIAA1524
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57650
GeneID	57650
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 681-905 de KIAA1524 humano (NP_065941.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TCG1
Peso de la proteína	102kDa
Envío	Bolsa de hielo